

Sistema di Postura INTEGRATO



-  **Manovrabile**
-  **Modificabile**
-  **Versatile**
-  **Leggera**
-  **Sicura**



Confort e Postura *Superiori*



Materials

- **Base telaio modulare** in alluminio satinato, priva di saldature.
- **Schienale** con scocca in alluminio ad alta resistenza, Kit inserti in polietilene con proprietà ammortizzanti, imbottitura biaccoppiata in schiuma polimerica auto modellante e poliuretanic reticolata, rivestimento in tessuto microclimatico areato e traspirante elastico.
- **Cuscino** con base piatta e kit di inserti in polietilene con proprietà ammortizzanti, imbottitura performante Forme Libere con schiume differenziate antidecubito e viscoelastiche dalle prestazioni elevatissime e rivestimento new 3D, areato, incontinente, ignifugo e antibatterico.

Configurazione Standard:

- Base per postura basculante Adacta Liga Light rigida o chiudibile
- Unità posturale arti inferiori con pedane separate ad angolo fisso a 75°, ribaltabili ed estraibili
- Unità posturale per il tronco modulare INSERTO BACK SUPPORTO
- Unità posturale per il bacino modulare INSERTO SEAT BASICO
- Kit spondine con appoggi arti superiori imbottiti
- Unità posturale per il capo Versa Capitis Confort
- Cinghia pelvica Versa Fixatis a 2 punti di fissaggio e 2 regolazioni e sgancio a pressione laterale
- Freno di stazionamento a leva
- Reclinazione meccanica predeterminata a piastra 3°;9°;15°;22°
- Dispositivo antiribaltamento
- Basculamento continuo da 4° a 30°
- Base solida legno rivestita

Indicazioni Cliniche / Destinazione D'uso

Utenti affetti da insufficienza posturale bassa, media ed alta in esiti di varie patologie.

Zeus attraverso la combinazione della base **Adacta Liga Light** e del cuscino e schienale **Inserto** consente la personalizzazione ed adattamento in fase di **prova, consegna e monitoraggio post-consegna** per pazienti che presentano asimmetrie, colpi di vento, obliquità pelviche, retroversioni ed anteroversioni pelviche anche combinate tra loro e correlate scoliosi, lordosi e cifosi. ZEUS è destinato unicamente con la presenza di un accompagnatore ad un utilizzo personale sia in ambienti interni che esterni.

adacta^{light}
base per sistemi di postura

"UNA SCELTA DI SICUREZZA"



Guida Alla Scelta dell'allestimento Posturale

Intensità del sostegno posturale

CUSCINO

BASSA

BASICO
inserto

MEDIA

MEDIANO
inserto

ALTA

DOMINO
inserto

Intensità del sostegno posturale

SCHIENALE

BASSA

SUPPORTO
inserto
BACK

MEDIA

EFFECTO LATO
inserto
BACK

ALTA

Parti Opzionabili:

(Con o senza sovrapprezzo. Pregasi consultare il modulo d'ordine)

- Ruotine anteriori: 150 mm piene, 175 mm piene (non opzionabili con ruota posteriore da 600 mm.)
- Ruote posteriori:
 - 300 mm o 12" (piene o pneumatiche o pneumatiche con freno a tamburo)
 - 500 mm o 20" (pneumatiche senza corrimano o pneumatiche senza corrimano con freno a tamburo + leva)
 - 600 mm o 24" (pneumatiche, se opzionate comportano una riduzione del basculamento a 20° con assetto a 47 cm.)
- Angolo ginocchio 90° elevabile ed elevabile telescopico
- Montanti schienale regolabile con perno
- Kit manici telescopici
- Unità posturale per il bacino modulare Versa Inserto Seat Mediano o Domino (Basico versione standard)
- Unità posturale per il tronco modulare Versa Inserto back Effecto Lato (Supporto versione standard)
- Dispositivo antiribaltamento estraibile

Accessori:

- Bretellaggio a farfalla dinamico linea Versa Fixatis
- Tavolino linea Versa
- Poggipolpacci separati ribaltabili
- Fascia poggipolpacci imbottita
- Divaricatore estraibile
- Kit trasporto in auto (solo con ruote posteriori da 300 mm e 500 mm)
- Supporti toracici per schienale Versa Inserto Back EFFECTO LATO e SUPPORTO
- Pedalino per barriere architettoniche

Caratteristiche Tecniche

MISURA ZEUS	PORTATA MASSIMA Misure espresse in kg.	PESO TELAIO Misure espresse in kg.	RAGGIO DI INVERSIONE	INGOMBRO MASSIMO IN LARGHEZZA / LUNGHEZZA * Misure espresse in cm.					
				Ruote 300 Strd.	Ruote 300 Freno Tamb.	Ruote 500 Strd.	Ruote 500 Freno Tamb.	Ruote 600	
XS1	Rigido Chiudibile	75 75	12,4 12,9	75	56/104	57/104	58/113	61/113	58/112
S	Rigido Chiudibile	75 75	12,5 13	75	59/104	60/104	61/113	64/113	61/112
M	Rigido Chiudibile	100 75	13,5 14	78	59/107	60/107	61/116	64/116	61/120
M1	Rigido Chiudibile	100 75	14 14,4	78	62/107	63/107	64/116	67/116	64/120
L	Rigido Chiudibile	100 75	13 13,5	75	65/104	66/104	67/113	70/113	67/112
XL	Rigido Chiudibile	100 75	14,5 15	78	65/107	66/107	67/116	70/116	67/120

Pendenza max 7°

NB.: Le dimensioni di ingombro in lunghezza, riferiti ai valori medi, possono subire delle variazioni dovute alle traslazioni delle piastre. I valori indicati sono da intendersi per la configurazione standard * con angolo ginocchio in posizione 75°

Il dispositivo per essere disassemblato non necessita di utensili. Può essere trasportato in aereo o in auto. Il dispositivo può essere utilizzato come sedile in autoveicolo, opportunamente allestito con sistemi di ancoraggio per trasporto di persone diversamente abili, se dotato di apposito kit per trasporto auto.

MISURA ZEUS	INDICAZIONI UTENTE		REGOLAZIONE PROFONDITÀ TELAIO (cm.)	MISURE CUSCINO (largh.x prof.) (cm.)	MISURE SCHIENALE SUPPORTO (cm.)				MISURE SCHIENALE EFFECTO (cm.)			
	Largh. bacino (cm.)	Prof. seduta (cm.)			Schienale	Altezza	Largh. effettiva scocca	Largh. tronco	Schienale	Altezza	Largh. effettiva scocca	Larghezza tronco
XS1	REGOLABILE CON CUNEI INTERNI	34-44	da 44 a 52	40x45	3944	44	36	26-34	3945	45	39	c/staffa A 27-38 c/staffa B 22-32
S		34-44	da 44 a 52	42x45	4248	48	39	29-37	4245	45	42	c/staffa A 30-40 c/staffa B 25-35
M		40-50	da 48 a 56	42x50	4248	48	39	29-37	4250	50	42	c/staffa A 30-40 c/staffa B 25-35
M1		40-50	da 48 a 56	45x50	4550	50	42	32-40	4550	50	45	c/staffa A 33-43 c/staffa B 28-38
L		40-50	da 44 a 52	48x45	4852	52	45	35-43	4855	55	48	c/staffa A 36-46 c/staffa B 31-41
XL		40-50	da 48 a 56	48x50	4852	52	45	35-43	4855	55	48	c/staffa A 36-46 c/staffa B 31-41

Dimensioni della base Liga Light con schienale abbattuto, senza ruote, senza montanti dei poggiatesta e senza ruote antiribaltamento

MISURA ZEUS	PESO TELAIO Kg.	INGOMBRI MASSIMI - misure espresse in (cm.)			
		Larghezza	Lunghezza	Altezza	
XS1	Rigido Chiudibile	8,7 9,2	51 30	71	67
S	Rigido Chiudibile	9,2 9,7	54 32	73	67
M	Rigido Chiudibile	10,2 10,7	54 32	83	68
M1	Rigido Chiudibile	10,2 10,6	57 32	83	68
L	Rigido Chiudibile	9,8 10,3	54 32	73	67
XL	Rigido Chiudibile	11,2 11,7	60 32	83	68

Prodotto e Distribuito da:



Via Montagna Z.I. Lotto 41 - c.a.p. 72023 Mesagne (Br) - ITALY
Tel. +39 0831 777840 - Fax. +39 0831 730739
Sito web: www.promedicare.eu - Email: info@promedicare.it

AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ ISO 9001 / EN ISO 13485
N° 279412 / N° 279411



www.promedicare.eu

Il contenuto di questo catalogo sono di proprietà della Pro Medicare s.r.l.
Ogni utilizzo improprio e non autorizzato è vietato.
Il Produttore si riserva di apportare modifiche o sostituzioni senza preavviso.