

Risposte reali a bisogni speciali

*Pro* Medicare®



edlo

*A casa, a scuola, nei centri di riabilitazione e nelle comunità*

**CONFIGURAZIONE STANDARD**




**CONFIGURAZIONE COMPLETA**

**Schienale reclinabile e reboilabile in altezza**



**Sedile regolabile in lunghezza**



**Basculamento  
-5° +30°**



**Pedana unica  
elevabile  
ribaltabile e  
multiregolabile**



## ALCUNI ACCESSORI



**Appoggiatesta multiregolabile**

**Bretellaggio a farfalla**

**Cinghia pelvica**

### EOLO

**Larghezza seduta (cm)**  
**Profondità seduta (cm)**  
**Altezza Tronco (cm)**  
**Larghezza torace (cm)**  
**Altezza cavo popliteo-pedana (cm)**  
**Altezza bracciolo (cm)**  
**Reclinazione schienale**  
**Portata (kg)**  
**Peso (kg)**

### MIS.1

17-24  
19-26  
26-38  
STAFFA A) 19-25 B) 14-20  
10-21  
14-19  
-3° +20°  
25  
18

### MIS.2

22-29  
22-34  
33-45  
STAFFA A) 22-28 B) 17-23  
10-26  
20-26  
-3° +20°  
35  
21

### MIS.3

27-34  
31-43  
41-53  
STAFFA A) 27-33 B) 22-28  
10-36  
20-26  
-3° +20°  
50  
26

**DISPONIBILE IN DUE COLORI**

**Viola / Tortora**

**Blu / Verde pastello**

# edlo

**prodotto e distribuito da:**



Pro Medicare srl

Via Montagna Z.I. - Lotto 41 72023 Mesagne (BR) - ITALY

☎ + (39) 0831 777840 📠 + (39) 0831 730739

✉ sales@promedicare.it

www.promedicare.eu



ISO 9001  
ISO 13485  
**BUREAU VERITAS**  
Certification



AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ ISO 9001 / ISO 13485

PRODOTTO IN ITALIA - MADE IN ITALY