



# M-THree

**P**osizionatore **M**odulare **T**ronco/**P**elvicO  
in **P**osizione **P**rona



Dispositivo utilizzabile **su un solo paziente** sino a deterioramento

Utilizzabile su pazienti con altezza compresa tra 160 e 190 cm

Registrazione al Ministero/Repertorio  
n°: 2013830/R

## PERCHE' H-THREE?

H-THREE è il sistema di posizionamento altamente modulare progettato per sostenere in maniera armonica e rilassata il tratto Tronco-Pelvico del paziente in pronazione

- **PERMETTE** di approntare l'assetto posturale individualizzato del tratto Tronco-Pelvico in pronazione sul materasso;
- **FAVORISCE** la redistribuzione delle pressioni al fine di prevenire le complicazioni, quali, UDP (Ulcere Da Pressione), edemi, danni muscolo-articolari, traumi e contratture;
- **FACILITA** lo scarico individualizzato delle zone corporee sottoposte a maggiore carico pressorio, quali, sterno, genitali;
- **ALLEVIA** la pressione a livello addominale, diaframmatico e polmonare;
- **CONSENTE** l'allineamento e la completa gestione della postura del paziente in pronazione attraverso piccole personalizzazioni;
- **GARANTISCE** un appoggio armonico e rilassato del tratto Tronco/Pelvico del paziente;

## COMPOSIZIONE

H-THREE si compone di:

- Due Elementi di appoggio Sotto-Clavicolari;
- Un tappetino flessibile antiscivolo come base d'appoggio dei due elementi Sotto-Clavicolari;
- Due Elementi di appoggio e contenimento Torace;
- Due Elementi di appoggio e contenimento Articolazioni Anche.

Dispositivo medico di Classe I non sterile marcato **CE**  
ai sensi del regolamento (UE) 2017/745

## MODULARITA' E COMBINAZIONI

L'utilizzo combinato ed armonico di ogni elemento è stato pensato per favorire un appoggio individualizzato e rilassato del paziente.

Tutti i componenti sono modulari ed indipendenti, in modo da sostenere, posizionare, allineare, mobilizzare e riposizionare il tratto Tronco-Pelvico del paziente pronato, adattandosi in maniera personalizzata alle forme, dimensioni, inclinazioni e rotazioni, nelle condizioni cliniche in cui si rende necessario.



*Posizionamento personalizzato immediato*

## MATERIALI

Ogni elemento è realizzato in materiali polimerici combinati al fine di garantire:

**DENSITA', PORTANZA, MEMORIA DI FORMA e CONFORT.**

## RIVESTIMENTO

Il tessuto (PU/PES) non removibile che riveste ogni elemento ha le seguenti proprietà:

- Traspirante
- Impermeabile
- Antibatterico
- Non Citotossico
- Non Irritante
- Resistente alla Penetrazione di Virus
- Antifungo
- Ignifugo
- Biocompatibile
- Certificato Oeko-Tex®
- Privo di Lattice
- Disinfettabile

*Igienizzazione e  
prevenzione delle infezioni*

## H-THREE E IL SUO KIT DI CONSUMO

Disponibili per H-THREE kit di foderine in TNT monouso 100% Polipropilene, idrorepellente, traspirante, non irritante e non citotossico.

# H-THree

FABBRICATO E DISTRIBUITO DA:



Pro Medicare srl  
Via A. Montagna - Z.I. - Lotto 41  
72023 Mesagne (BR) - Italy  
tel. (+39) 0831 77 78 40  
fax (+39) 0831 73 07 39  
info@promedicare.it  
www.promedicare.eu

AZIENDA CERTIFICATA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ ISO 9001 / ISO 13485



ISO 9001  
ISO 13485  
BUREAU VERITAS  
Certification



**CE**  
**2 ANNI DI GARANZIA**

