

**MODULO D'ORDINE**

Dati di Fatturazione

Ragione Sociale: \_\_\_\_\_  
 Data di consegna richiesta: \_\_\_\_\_  
 Via: \_\_\_\_\_ N°: \_\_\_\_\_ C.A.P.: \_\_\_\_\_  
 Città: \_\_\_\_\_ Provincia: \_\_\_\_\_  
 Tel: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_  
 N° ordine cliente: \_\_\_\_\_  
 Data dell'ordine \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

Dati di Spedizione

Spedire a :  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Timbro e firma del cliente:

Ogni modello nella configurazione standard include: kit strutturale modulare, imbottitura e fodera di rivestimento. La Pro Medicare srl riconosce la garanzia di ottima funzionalità per un periodo massimo di **24 mesi** per vizio di fabbricazione a partire dalla 1ª messa in servizio e di **12 mesi** sulle fodere di rivestimento. La garanzia è valida a patto che il dispositivo sia utilizzato come riportato nelle istruzioni d'uso. Le immagini sono puramente illustrative e potrebbero non rispecchiare pienamente la realtà.



**INSERTO Back Facile** (kit strutturale con imbottitura e rivestimento)

Misura (cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3215	3221	3227	3618	3624	3630	4018	4024	4030	4418	4424	4430	4824	4830	4836				
larghezza effettiva scocca	27	27	27	31	31	31	35	35	35	39	39	39	43	43	43	/	/	/	/
altezza effettiva scocca	15	21	27	18	24	30	18	24	30	18	24	30	24	30	36	/	/	/	/
*largh. est.-est. tubi carrozina	32-34	32-34	32-34	36-38	36-38	36-38	40-42	40-42	40-42	44-46	44-46	44-46	48-50	48-50	48-50	/	/	/	/
n° pezzi																			

N° Reg. Ministero:1651736

\* valori indicativi

\*\* indicare larghezza effettiva x altezza effettiva della scocca

**INSERTO Back Facile** (kit strutturale con imbottitura, rivestimento e sistema tensionabile a fasce singole H 5 cm)

Misura (cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3215	3221	3227	3618	3624	3630	4018	4024	4030	4418	4424	4430	4824	4830	4836				
larghezza effettiva scocca	27	27	27	31	31	31	35	35	35	39	39	39	43	43	43	/	/	/	/
altezza effettiva scocca	15	21	27	18	24	30	18	24	30	18	24	30	24	30	36	/	/	/	/
*largh. est.-est. tubi carrozina	32-34	32-34	32-34	36-38	36-38	36-38	40-42	40-42	40-42	44-46	44-46	44-46	48-50	48-50	48-50	/	/	/	/
n° pezzi																			
fasce singole H 5 cm	3 fasce	4 fasce	5 fasce	3 fasce	4 fasce	5 fasce	3 fasce	4 fasce	5 fasce	3 fasce	4 fasce	5 fasce	4 fasce	5 fasce	6 fasce				

N° Reg. Ministero:1651736

\* valori indicativi

\*\* indicare larghezza effettiva x altezza effettiva della scocca

Mod.Ord.Ver.Ins.Bac.Fac. S.P. Rev.3.05/2020

INSERTO Back Facile (kit strutturale con imbottitura, rivestimento e sistema tensionabile a fascia centrale H 10 cm e a fasce singole H 5 cm)																	
Misura (cm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> W** su misura
	3215	3221	3227	3618	3624	3630	4018	4024	4030	4418	4424	4430	4824	4830	4836		
larghezza effettiva scocca	27	27	27	31	31	31	35	35	35	39	39	39	43	43	43	/	
altezza effettiva scocca	15	21	27	18	24	30	18	24	30	18	24	30	24	30	36	/	
*largh. est.-est. tubi carrozina	32-34	32-34	32-34	36-38	36-38	36-38	40-42	40-42	40-42	44-46	44-46	44-46	48-50	48-50	48-50	/	
n° pezzi																	
fascia centrale H 10 cm e fasce singole H 5 cm	<b>NO</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>NO</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b>		

N° Reg. Ministero:1651736

\* valori indicativi

\*\* indicare larghezza effettiva x altezza effettiva della scocca

AREA RICAMBI - Fodera di rivestimento																	
Misura (cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> W** su misura
	3215	3221	3227	3618	3624	3630	4018	4024	4030	4418	4424	4430	4824	4830	4836		
n° pezzi																	

AREA RICAMBI - Imbottitura																	
Misura (cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> W** su misura
	3215	3221	3227	3618	3624	3630	4018	4024	4030	4418	4424	4430	4824	4830	4836		
n° pezzi																	

AREA RICAMBI - Sistema tensionabile a fasce singole H 5 cm																	
Misura (cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> W** su misura
	3215	3221	3227	3618	3624	3630	4018	4024	4030	4418	4424	4430	4824	4830	4836		
n° pezzi																	

AREA RICAMBI - Sistema tensionabile a fascia centrale H 10 cm e a fasce singole H 5 cm																	
Misura (cm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> W** su misura
	3215	3221	3227	3618	3624	3630	4018	4024	4030	4418	4424	4430	4824	4830	4836		
n° pezzi	/			/			/			/							

\*\* indicare larghezza effettiva x altezza effettiva della scocca