

Unità posturale per il CAPO

Poggiatesta Versa CAPITIS



Anatomico con adattamenti modulari "Capitis A"
(Completo di hardware ed attacco estraibile)

mis. XP P M G
 Staffa lunga Staffa Corta




Comfort con adattamenti modulari "Capitis C"
(Completo di hardware ed attacco estraibile)

mis. P M G
 Staffa lunga Staffa Corta

Estensione schienale Linea Versa

- sopra piatta
 sotto avvolgente




A = Larghezza schienale
L = 15 cm



Poggiatesta Versa 3 pezzi

Nello standard G° = 120°




A C..... D.....
B E..... F.....
G°.....



Supporti toracici

- Supporto Piatto** Lineare dx sx
 Sottoascellare dx sx




cm	XS	S	M	L	W
H	8	10	12	12	...
L	10	12	15	18	...

Lato	Indicare Forma Staffa*	Indicare Caratteristiche Staffe	Mis.
<input type="checkbox"/> Dx		<input type="radio"/> Fissa <input type="radio"/> Estraib. <input type="radio"/> Ribalt.	
<input type="checkbox"/> Sx		<input type="radio"/> Fissa <input type="radio"/> Estraib. <input type="radio"/> Ribalt.	

Imbottitura staffe dx sx

- Supporto Avvolgente** Lineare dx sx
 Sottoascellare dx sx



cm	XS	S	M	W
H	8	10	12	...
L	14	16	19	...


Lato	Indicare Forma Staffa*	Indicare Caratteristiche Staffe	Mis.
<input type="checkbox"/> Dx		<input type="radio"/> Fissa <input type="radio"/> Estraib. <input type="radio"/> Ribalt.	
<input type="checkbox"/> Sx		<input type="radio"/> Fissa <input type="radio"/> Estraib. <input type="radio"/> Ribalt.	

Imbottitura staffe dx sx

N.B Se non è specificata la caratteristica della staffa verrà consegnata la staffa Fissa

Contenitori laterali al bacino

Contenitore Continuo



cm	XS	S	M	L	W
H	8	10	10	12	...
L	22	25	30	35	...


Lato	Indicare Forma Staffa*	Indicare Caratteristiche Staffe	Misura
<input type="checkbox"/> Dx		<input type="radio"/> Fissa <input type="radio"/> Estraibile	
<input type="checkbox"/> Sx		<input type="radio"/> Fissa <input type="radio"/> Estraibile	

Imbottitura staffe dx sx

Doppia staffa dx sx

N.B Se non è specificata la caratteristica della staffa verrà consegnata la staffa Fissa

Contenitore Sagomato



cm	XS	S	M	L	W
H	8	10	10	12	...
L	22	25	30	35	...


Lato	Indicare Forma Staffa*	Indicare Caratteristiche Staffe	Misura
<input type="checkbox"/> Dx		<input type="radio"/> Fissa <input type="radio"/> Estraibile	
<input type="checkbox"/> Sx		<input type="radio"/> Fissa <input type="radio"/> Estraibile	

Imbottitura staffe dx sx

Doppia staffa dx sx

LEGENDA FORMA STAFFA: consente la variazione della larghezza della seduta e/o dello schienale

- A Staffa ad L 90° consente un restringimento della larghezza fino a 2,5 cm per lato
- B Staffa rientrante da 2,5 cm consente un restringimento della larghezza fino a 5 cm per lato
- C Staffa rientrante da 5 cm consente un restringimento della larghezza fino a 7,5 cm per lato
- D Staffa reverse non consente variazioni




LEGENDA TIPOLOGIA STAFFE: Staffa Fissa




Staffa Estraibile



Staffa ribaltabile




Sistema di Ancoraggio Contenitore Bacino Appoggio arto superiore



Con sfera orbitale

dx

sx



Con staffe ad "L"

dx


sx

Appoggi arti superiori (da opzionarsi solo in combinazione ai contenitori al bacino)

Appoggio piatto

dx Misura

sx Misura



Appoggio avvolgente

dx Misura Opzioni Avvolgenza

avv. bordo interno

avv. bordo esterno

avv. posteriore

sx Misura Opzioni Avvolgenza

avv. bordo interno

avv. bordo esterno


avv. posteriore

cm	XS	S	M	L	W
H	8	10	10	12	...
L	22	25	30	35	...

Appoggio sagomato piatto

dx Palmare Gomito Misura

sx Palmare Gomito Misura



Appoggio sagomato con bordi avvolgenti

dx Palmare Gomito Misura

Opzioni Avvolgenza

avv. bordo interno

avv. bordo esterno

avv. posteriore

sx Palmare Gomito Misura

Opzioni Avvolgenza

avv. bordo interno

avv. bordo esterno

avv. posteriore

cm	XS	S	M	L	W
H	8	10	10	12	...
L	30	35	40	48	...
M	12	15	17	17	...


Cinturini Fermabraccio dx n°.... sx n°.... imbottiti semplici

Tavolini

Tavolini

Tavolino legno ergonomico

Tavolino legno rettangolare




Hardware Ribaltabile a Braccio

Imbottitura


Similpelle blu


Similpelle nero




Hardware estraibile a staffe

Divaricatore

 estrazione a leva

 estrazione a blocco





Estraibile Tipo di fori standard decentrati







cm	S	M	L	W
H	7,5	9	10	...
D	9	10	11,5	...
L	7,5	9	10	...

N.B. Abbinabile solo all'imbottitura piatta, imbottiture a cuneo, imbottitura antiscivolo e antiscivolo con adduttori

Bretellaggi "FIXATIS"

Bretellaggio a farfalla dinamico (Solo colore nero)	Mis. XS <input type="radio"/> S <input type="radio"/> M <input type="radio"/> L <input type="radio"/>	
Bretellaggio con stabilizzatore pettorale con cuscinetti di retrazione per le spalle (Solo colore nero)	Mis. S <input type="radio"/> M <input type="radio"/> L <input type="radio"/>	
Bretellaggio a con stabilizzatore pettorale con cuscinetti di stabilizzazione per le spalle (Solo colore nero)	Mis. S <input type="radio"/> M <input type="radio"/> L <input type="radio"/>	
Bretellaggio di retrazione con tiranti elastici ed aggancio pettorale	Mis. XS <input type="radio"/> S <input type="radio"/> M <input type="radio"/> L <input type="radio"/>	

Cinghie Pelviche "FIXATIS"

Cinghia divaricatrice dinamica (solo colore nero)	Mis. S <input type="radio"/> M <input type="radio"/> L <input type="radio"/>	
Cinghia pelvica a 2 punti di fissaggio e a 2 reg. con fibbia in plastica (solo colore nero)	Mis. XS <input type="radio"/> S <input type="radio"/> M <input type="radio"/> L <input type="radio"/>	
Cinghia pelvica a 2 punti di fissaggio e a 2 reg. con fibbia in metallo (solo colore nero)	Mis. S <input type="radio"/> M <input type="radio"/> L <input type="radio"/>	
Cinghia pelvica a 4 punti di fissaggio e a 2 reg. con fibbia in metallo (solo colore nero)	Mis. S <input type="radio"/> M <input type="radio"/> L <input type="radio"/>	

Elementi di fissaggio arti inferiori

<input type="checkbox"/> Fissatore mesopiede	<input type="checkbox"/> Cavigliera elastica di fissaggio alla pedana
<input type="radio"/> dx <input type="radio"/> sx	<input type="radio"/> dx <input type="radio"/> sx
<input type="checkbox"/> Cinturini fermapiedi	<input type="radio"/> semplici con velcro <input type="radio"/> dx <input type="radio"/> sx
<input type="radio"/> imbottiti	<input type="radio"/> dx <input type="radio"/> sx

Codici di prescrivibilità del nomenclatore tariffario

SEDUTE	18.09.39.015+18.09.39.133	Unità postura per il bacino e reg. lunghezza seduta
SCHIENALI (IN ABBINAMENTO A SEDUTE)	18.09.39.021+18.09.39.133+18.09.39.136	Unità post.tronco/bacino, reg. altezza sch., reg. lung. seduta
POGGIATESTA	18.09.39.027	Unità post. Per il capo
APPOGGIO PER ARTO SUP.	18.09.39.030 (singolo)	Bracciolo modellato per il contenimento dell'avambraccio...
CONT. BACINO	18.09.39.139 (LA COPPIA)	Elementi di contenimento laterale
SUPP. TORACICO	18.09.39.148 (singolo)	Pelotta toracale regolabile
CUNEO ABDUTTORE	18.09.39.157 e 18.09.39.160	Cuneo divaricatore regolabile....., reg. laterale del divar.
APPOGGIA POLPACCI	18.09.39.169	Poggiagambe a contenimento laterale
TAVOLINO	18.09.39.172	Tavolino con incavo e con la reg. dell'altezza e dell'inclinazione
BRETELLAGGIO	18.09.39.142 e 18.09.39.145	Stabilizzatore pettorale e Cinghia Bretellaggio
CINTURA PELVICA	18.09.39.163	Cinghia pelvica.....

Note:

